



ЖИВАС ООД

бул. "Асен Йорданов" № 14 (офис сграда „Химатех“), гр. София 1592, тел.02/ 981 78 23

GLUTARQUAT

ГЛУТАРКВАТ

**концентриран препарат за почистване и
високостепенна дезинфекция на
повърхности**



Приложение

Глутаркват е предназначен за ръчно или машинно почистване и високо степенна дезинфекция на всякакви водоустойчиви (пластмасови, метални, керамични, санитарен фаянс, стъклени, боядисани дървени и др.) повърхности в рисковите зони в здравни и лечебни заведения (операционни зали, интензивни отделения, детски и неонатални отделения, пневмофтизиатрични отделения, предмети за обслужване на болния и др без медицински изделия); повърхности в обекти с обществено предназначение (училища, детски градини, социални заведения, хотели, козметични и спортни обекти), фармацевтична, хранително-вкусова и козметична промишленост.

Свойства

Глутаркват е мощен биоцид, който комбинира дезинфекционното действие на алдехидите и четвъртичните амониеви соли. Притежава широк спектър на гермицидно действие при ниска концентрация на работния разтвор. Активните му съставки са биоразградими. Съдържа инхибитори на корозия и различните водоустойчиви материали могат многократно да бъдат третирани, без да бъдат увредени. Съчетава почистващо и дезинфекционно действие. Работните му разтвори са приятно ароматизирани и са годни за употреба до 14 дни.

Външен вид:	безцветна до бледожълта течност
pH (концентрат)	6.0 – 7.0
Плътност	1.0 – 1.03 g/cm ³

Състав на препарата

Всеки 100 g Глутаркват съдържат:

Активни вещества:

12.5 g	Глутаров алдехид (CAS 111-30-8)
5.0 g	Алкилбензилдиметил амониев хлорид (CAS 68424-85-1)
5.0 g	Дидецилдиметиламониев хлорид (CAS 7173-51-5)

Други съставки:

Инхибитор на корозия, хелатни агенти, нейногенни ПАВ, парфюмна композиция



ЖИВАС ООД

бул. "Асен Йорданов" № 14 (офис сграда „Химатех“), гр. София 1592, тел.02/ 981 78 23

Спектър на действие

Глутаркват притежава бактерицидно (вкл. MRSA), микобактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно, вирусцидно и спороцидно действие.

Микробиологична активност	Концентрация (%)	Метод на изпитване	Експозиция
Бактерицидно и фунгицидно действие (P.aeruginosa, S.aureus, E.hirae, E.coli, C.albicans)			
Чисти условия (ниско белтъчно натоварване)	0.25	EN 13697	30 мин
Мръсни условия	0.25		60 мин
	0.50		30 мин
Бактерицидно действие (MRSA)	0.50	EN 1040	5 мин
Фунгицидно действие (C.albicans)	0.25	EN 13624	15 мин
Бактерицидно действие (P.aeruginosa, S.aureus, E.hirae)	0.25	EN 13727	15 мин
Микобактерицидно/Туберкулоцидно (M. avium, M. Terrae)			
Чисти условия (ниско белтъчно натоварване)	1.00	EN 14348	30 мин
Мръсни условия	1.00		60 мин
Вирусцидно (Adeno , Polio)			
Чисти условия (ниско белтъчно натоварване)	0.50	EN 14476	10 мин
Мръсни условия	1.00		10 мин
Вирусцидно (Vaccinia, Herpes, Influenza A, HBV/HCV/HIV)	0,50		10 мин
Спороцидно (Bacillus subtilis, Bacillus cereus)	1.00	EN 14347	60 мин

Начин на приложение

Глутаркват се доставя като концентрат и трябва да се прилага в съответствие с препоръчаните концентрации и време на експозиция (вж. таблицата за дозиране).

При приготвяне на работните разтвори използвайте подходящи средства за индивидуална защита (ръкавици, предпазни очила, гумена престилка).

Разреждането на препаратът е добре да се извършва в помещение с добра естествена вентилация. Всички разтвори трябва да се държат в затворени съдове преди използване, за да се избегне изпарението на глутаровия алдехид.

Използвайте приложената мерителна чашка за бързо и удобно приготвяне на работния разтвор или други автоматични дозиращи устройства. За приготвяне на работния разтвор, съответния работен съд се напълва с вода и после се добавя определеното количество препарат. След кратко разбъркване препаратът е готов за употреба. Няма изисквания по отношение на твърдостта на водата.

Почистването и дезинфекцията се извършват чрез забърсване, омокряне или потапяне.

Дезинфекция чрез потапяне се извършва задължително във вани с капак.



ЖИВАС ООД

бул. "Асен Йорданов" № 14 (офис сграда „Химатех“), гр. София 1592, тел.02/ 981 78 23

Таблица за дозиране

Обект на дезинфекция	Действие	Концентрация на раб. разтвор (%)	Експозиция
Почистване и дезинфекция на всякакви водоустойчиви повърхности	Бактерицидно и фунгицидно	0.50 (MRSA) 0.25 0.50	5 мин 60 мин 30 мин
	Туберкулоцидно	1.00	60 мин
	Вирусоцидно	1.00	10 мин
	Спороцидно	1.00	60 мин

При прилагането на препарата за дезинфекция на повърхности и предмети влизащи в контакт с храни, същите след изтичане на експозиционното време се изплакват с питейна вода.

Условия на съхранение

В добре затворена оригинална опаковка в сухи и проветриви помещения, защитени от пряка слънчева светлина, при температури от 2 до 40° C. Да се пази далеч от достъп на деца.

Предпазни мерки

При контакт с очите, те веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. След контакт с кожата, тя веднага да се измие обилно с вода и сапун. При поглъщане да не се предизвиква повръщане, незабавно да се потърси медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикета. За повече подробности запознайте се с информационния лист за безопасност.

Третиране на отпадъчни количества и опаковки

Да не се допуска изпускане на концентрата в околната среда - вижте специалните инструкции / информационния лист за безопасност.

Опаковка

Туби от 5 и 10 l и флакони от 1000 ml

Срок на годност

2 години

ЖИВАС ООД

1592 София, бул. „Асен Йорданов“ №14
Тел/факс: +359 2 9817823, +359 2 9802507
zhivas@techno-link.com; www.zhivas.com